

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パック 37240010

ホット・コールドパック

【禁忌・禁止】

鎮静剤や塗布剤等と併用しないこと〔相互作用の項参照〕。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



M

L

仕様	縦 (mm)	横 (mm)	重量 (g)
M	130	280	450
L	170	280	700

2. 原材料

ゲル： 吸水性樹脂 20%
カルボキシメチルセルロースナトリウム 20%
糖分 5%
水分 45%
顔料 10%
パック：ナイロン繊維

3. 原理

パックに内包されたゲルは保温性に優れている。加温又は冷却処理を施すと、ゲルは変温したのちごくゆるやかに室温へ戻っていく。この過程での温度を患部に伝達させて治療に役立てる。

【使用目的、効能又は効果】

加熱媒体の入ったパックを加熱装置で加熱したものを患部に当て、消炎鎮痛処置（温熱治療）を行うパックをいう。冷却装置で冷却することにより、冷熱を供給する冷却パックを兼ねるものもある。本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

性能

使用方法	条件	保温機能 (M)	保温機能 (L)
冷湿布	-20℃の冷凍庫で 2 時間冷却	室温 18℃で自然放置 60 分後 8℃	室温 18℃で自然放置 60 分後 8℃
	-20℃の冷凍庫で 10 時間冷却	室温 18℃で自然放置 60 分後-10℃	室温 18℃で自然放置 60 分後-10℃

使用方法	条件	保温機能 (M)	保温機能 (L)
温湿布	沸騰後火を止めた温水中で 10 分加温	室温 18℃で自然放置 60 分後 45℃	室温 18℃で自然放置 60 分後 48℃

（ただし、実際の使用においては環境条件や人体からのふく射熱等により、違いが生じる可能性がある）

【操作方法又は使用方法等】

1. 冷湿布

- 1) 冷蔵庫の冷凍室又は冷凍庫（-10～-20℃）で冷却する。（約 2 時間）。
- 2) タオル地のカバーに入れて使用する。

2. 温湿布

温浴槽等による場合：

- 1) じゅうぶんにつかれる程度の水を沸騰させ、火を止める。
- 2) 火を止めた直後のお湯の中に 8～10 分間浸す。
- 3) 注意してお湯を流し、タオル等を使って取り出す。
- 4) 使用前に適温であるかを確認する。
- 5) 熱すぎる場合は冷却する。
- 6) タオル地のカバーに入れて使用する。

電子レンジによる場合：

- 1) あらかじめ水を入れた電子レンジ用の適当な容器に入れ、すっぽりと水に浸す。
- 2) 3 分間加熱する（500W）。
- 3) じゅうぶん熱くなっていなければ、お湯の温度を確認しながら、30 秒間隔でさらに必要な温度になるまで加温する。
- 4) 注意してお湯を流し、タオル等を使って取り出す。
- 5) 使用前に適温であるかを確認する。
- 6) 熱すぎる場合は冷却する。
- 7) タオル地のカバーに入れて使用する。

*【使用上の注意】

1. 警告

頻回に加温と冷却を繰り返すと、性能低下を招くことがある〔吸水性樹脂が変性する可能性がある〕。

2. 禁忌・禁止

- 1) 使用目的以外に使用しないこと。
- 2) 本品を直接火にかけないこと。
- 3) 本品を水に浸さずに電子レンジ内に入れて温めないこと〔袋が破損又は破裂し、高温の内容物が漏れ出たり、飛び散ったりして熱傷のおそれがあるため〕。
- 4) 皮膚の敏感な部分には使用しないこと。
- 5) けが直後の腫れや赤みがある部分には、温湿布として使用しないこと。
- 6) 冷却及び加温に、保冷库、保温庫、タオル蒸し器は使用しないこと。

3. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
循環器系疾患を有する又は疑いのある患者

4. 相互作用（併用禁忌）
鎮静剤や塗布剤等と併用しないこと。
5. その他の注意
- 1) 使用時は必ずタオル地のカバーで覆うこと。
 - 2) 外用としてのみ使用すること。
 - 3) パックが患部に直接触れないようにすること。
 - 4) 使用中に付着した血液・体液・組織・薬品等は、直ちに水で湿らせた柔らかい布等で清拭すること。
 - 5) 本品が破損し、中のゲルがこぼれて目や皮膚に触れた場合は、直ちに清潔な水で洗浄すること。万一異常を感じたら速やかに医師の診察を受けること。
 - 6) 小児の手のとどかないところに保管すること。
 - 7) 鋭利なものでつつかないこと。
 - 8) 使用中に不快感があった場合、皮膚に異常を生じた場合は直ちに使用を中止すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。

【保守・点検に係る事項】

パックの破損等を点検し、破損があれば破棄すること。

【包装】

1 個／箱

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546

製造業者：シャanghai チュアンシ インダストリー社 中華人民共和国

Shanghai Chuangshi Industry Co., Ltd.